Micro Manager for Icy



Plan

Installation Configuration Acquisition

- Microscope Snapper
- Live 2D & Live 3D
- Advanced acquisition

Développement en (Java)Script
Développement de Plugin pour µManager dans Icy

Installation

Par défaut le plugin µManager for Icy doit être déjà installé. Verifiez que vous avez bien la dernière version du plugin et lancez le.


Installation

Au premier démarrage vous devez indiquer à Icy où est installé µManager.




Assurez vous que la version installée est bien compatible avec Icy (actuellement seules les versions 1.4.16 jusqu'à 1.4.18 sont supportées).

Comme dans µManager vous devez ensuite sélectionner la configuration à charger.



La fenêtre principale se compose d' une partie inférieure (surlignée en rouge ici) dans laquelle on retrouve l'ensemble des plugins compatibles avec µManager pour Icy.


La partie supérieure rassemble plusieurs onglets. Le premier onglet Configuration reprend ni plus ni moins la partie Configurations Settings de µManager avec les Groups et les Presets.



Le second onglet reprend les paramètres caméra (Camera settings) de µManager.

Le 3eme onglet permet d'afficher l' état des acquisitions en cours.

Le dernier onglet permet de modifier l'apparence des informations affichées sur les images durant l'acquisition ou la calibration.



	Camera Settings 🖸	Running Acquisitions 🗹	
Pai	nter	Color	Transparency
Borders			
Text			
Foreground			
Normal			
Shadow			
Background			- 0

est possible d'accéder à certaines fonctions de base depuis le menu de la fenêtre principale (en cliquant sur l' icone en haut à gauche). On retrouve ici par exemple le chargement et la sauvegarde des fichiers de configuration, Configuration Wizard, Property Browser et le Pixel Size Config de µManager.



Microscope Snapper

Contrairement au µManager original, toute la partie acquisition est gérée via des plugins séparés. Ainsi l'équivalent des outils Snap, Album, Live ou encore Multi-D Acquisition de µManager se retrouvent dans des plugins spécifiques :



Le Microscope Snapper rassemble les fonctions Snap et Album en un seul plugin.

Il permet de faire une acquisition unique ou multiple sur une dimension choisie (Z, T ou C) et de stocker le résultat dans une nouvelle Sequence ou de l'ajouter à une Sequence existante.


MicromanagerPlugin Snapper								
_Position—								
Start Z position (µm)	0							
Current Z position (0.0 µm							
Current working sequence: null								
Slices options Snap option								
Slices Count:		1	0 🏠	Snap to Z				
	1.0			Snap to T				
Interval (µm):	1.0			Snap to C				
Create a new sequence from snapped image.								
Capture and add to the current sequence as new position.								
Lock the current working sequence.								


Live 2D



Le Live 2D reprend le même principe que le Live de µManager.

Le plugin donne directement accés au paramètre de temps d'exposition (ou au frame rate désiré) car on souhaite souvent le modifier pour le Live.








Live 3D



Le Live 3D tire avantage du rendu 3D en raycasting de VTK pour offrir un aperçu temps réel en 3D.







Advanced acquisition



Ce plugin reprend le très puissant *Multi- D acquisition* de µManager.

L'interface est en point tout identique à celle de µManager si ce n'est que l'on maintenant peut voir l'état avancement de l' acquisition cours.






Et les autres...



Le plugin *Remote* permet de controler la position de la platine du microscope sur les axes XY et Z.



Calibrator Manager permet de faciliter la calibration de l'image (calcul de la taille du pixel).



Développement script

MicroManager pour lcy vous permet de controler votre microscope depuis un simple script en java.

L'exemple ci-contre permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Déplacer la platine XYZ à la position (5,5,5) µm
- Acquérir une image et l' afficher

// move the stage to (5, 5, 5)

StageMover.moveXYAbsolute(5, 5) StageMover.moveZAbsolute(5)

// acquire a single image
image = MicroManager.snaplmage()

// create a sequence and display it sequence = new Sequence(image) gui.addSequence(sequence)

Script - exercice

Objectifs:

- Positionner le microscope (x,y,z) en (5,5,5)
- Acquérir 3 images
- Déplacer la stage de 10µm en Z entre chaque acquisition
- Afficher l'image dans Icy comme un stack 3D.

Script - exercice - réponse

```
sequence = new Sequence(image)
                                         create the
                                                             result
                                                                      sequence
StageMover.moveXYAbsolute(5, 5)
                                                      position (5, 5,
                                           move
                                                   to
StageMover.moveZAbsolute(5)
image = MicroManager.snapImage()
                                                acquire
                                                                         image
sequence.setImage(0, z++, image) // set it in resulting sequence at position 0
StageMover.moveZRelative(10)
                                      // shift
                                               microscope Z position by 10
image = MicroManager.snapImage()
                                                acquire
                                                                         image
sequence.setImage(0, z++, image)
                               // set it in resulting sequence at position 1
StageMover.moveZRelative(10)
                                               microscope Z position by 10
image = MicroManager.snaplmage()
                                                acquire
                                                                         image
sequence.setImage(0, z, image)
                                      // set it in resulting sequence at position 2
gui.addSequence(sequence)
                                      // show the sequence in Icy
```

Script - µManager core access

lcy autorise l'accés au core de µManager et ainsi de profiter de l'ensemble des fonctionnalités de l'API de Micro-Manager. Par exemple pour récupérer ou affecter la valeur d'une propriété et plus généralement pour modifier les paramètres d'acquisition (voir <u>Programming Guide - Using device properties</u>)

Utilisation du core sous µManager :

core.getProperty(...)

Utilisation du core sous Icy:

MicroManager.getCore().getProperty(...)

Script - µManager core access

```
core = MicroManager.getCore()
image = MicroManager.snapImage()
meta = MicroManager.getMetadata()
println("Binning: " + MDUtils.getBinning(meta))
println("Pixel type: " + MDUtils.getPixelType(meta))
bd = core.getProperty("Camera", "Camera-BitDepth")
exposure = core.getProperty("Camera", "Camera-Exposure")
MicroManager.setExposure(10)
core.setProperty("Camera", "Camera-Binning", 2)
```

Développement plugin

Les principales classes et méthodes à connaitre pour utiliser l'API de µManager dans Icy :

MicroManager classe principale de μManager pour lcy
StageMover classe outil pour gérer le positionnement du microscope

MicroManager.getCore() Permet d'accéder au core de μManager MicroManager.snaplmage() Acquire une image et la retourne

Missa Manager sat Matadata ()

MicroManager.getMetadata() Récupère les méta-données de la dernière image acquise

MicroManager.startLiveMode() Démarre le mode d'acquisition continue (live)

MicroManager.stopLiveMode() Arrête le mode d'acquisition continue (live)

MicroManager.startAcquisition(...) Démarre l'acquisition multiple MicroManager.stopAcquisition(...) Interrompt l'acquisition multiple

MicroManager.getAcquisitionResult() Récupère le résultat de l'acquisition multiple

La classe MicroscopePlugin

Lorsqu'on développe un plugin Icy pour Micro-Manager il faut utiliser et étendre la classe abstraite *MicroscopePlugin* plutot que *Plugin* ou *PluginActionable*. Dans ce cas il est important de respecter les règles suivantes:

- surcharger la méthode start() à la place de la méthode run()
- surcharger la méthode *shutdown()* si certaines actions spécifiques doivent être effectuées à la fermeture du plugin.

On est ainsi assuré que µManager sera chargé avant le démarrage du plugin, de plus on peut utiliser les méthodes onSystemConfigurationLoaded(), onCorePropertyChanged() et onExposureChanged() pour détecter les changements de configuration de µManager.

Les évenements

Micro-Manager pour Icy gère plusieurs types d'événements pour faciliter la vie du développeur.

MicroManager.addAcquisitionListener(...)

Permet d'écouter les évenements d'acquisition (start / new image / end).

MicroManager.addLiveListener(...)

Permet d'écouter les évenements du mode live (start / new image / end).

StageMover.addListener(...)

Permet d'écouter les évenements de changement de position du microscope

De cette manière le développeur peut, par exemple, facilement déclencher un traitement spécifique à la réception d'une nouvelle image durant une acquisition.

Plugin - Tutorial project 1

```
public class MyPlugin extends MicroscopePlugin {
      @Override
       public void start()
             try {
                    Sequence result = new Sequence();
                                                              // Create the resulting sequence
                     StageMover.moveXYAbsolute(5, 5);
                                                              // Set microscope X and Y positions
                     StageMover.moveZAbsolute(5);
                                                                     // Set microscope Z position
                     result.addImage(MicroManager.snapImage());
                                                                     // Snap an image and add it to result
                    StageMover.moveZRelative(10);
                                                                     // Move the microscope by 10 µm in Z
                     result.addlmage(MicroManager.snaplmage());
                                                                     // Snap again
                     StageMover.moveZRelative(10);
                                                                     // Move again
                     result.addImage(MicroManager.snapImage());
                                                                     // Then Snap again
                    addSequence(result):
                                                                     // Finally, show the resulting sequence into Icy
             } catch (Exception e) {
                     // Eclipse will ask you to catch the exception, this is caused when we are unable to move the stage
```

Plugin - exercice

Objectifs:

- Démarrer le mode Live
- S'enregistrer pour recevoir les évenements du Live
- Pour chaque image reçue afficher la taille de celle-ci dans la console.

Plugin - exercice - réponse

```
public class MyPlugin extends MicroscopePlugin implements LiveListener {
       public void start() {
              try {
                     MicroManager.addLiveListener(this); // register listener first
                     MicroManager.startLiveMode(); // then start live acquisition
              } catch (Exception e) {
                     // we need to catch possible exception here on startLiveMode()
       public void liveImgReceived(IcyBufferedImage image) {
              try {
                     JSONObject meta = MicroManager.getMetadata();
                     System.out.println("Image size: " + MDUtils.getHeight(meta()) + " x " MDUtils.getWidth(meta));
              } catch (JSONException e) {
                     // Exception when asked tags doesn't exist
       public void liveStarted() {}
       public void liveStopped() {}
```